

anaton[®]
duymada **güven**



Nida M Serisi



WIRELESS
SERİ

Ürün Bülteni 2024-2

Nida M

S-G



Kulak arkası Nida M S-G şarj edilebilir ve Bluetooth'lu işitme cihazınız ile artık yanınızda yedek pil taşıma zahmetine katlanmayacaksınız.

Dokunmatik buton teknolojisiyle ses ve program ayarlarını zahmetsizce kontrol edin.

Bu yenilikçi cihaz sayesinde hem konforlu bir kullanım deneyimi yaşayın hem de duyma keyfinizi en üst seviyeye çıkarın.

Nida M

OPR-MR



Ekstra yeniliklerle donatılan Nida M OPR-MR işitme cihazı size sadece duyma değil, gerçek işitme konforunun keyfini yaşama fırsatı sunuyor.

- 4 çipli akıllı teknoloji
- Multifonksiyonel Buton
(Ses ayarı - Program değişimi - Cihaz açıp/kapatma)
- Şarj edilebilir işitme sistemi
 - Taşınabilir şarj cihazı
 - 3 saatlik şarj ile 24 saat kullanım
- 4-5 defaya kadar şarj edebilen şarj cihazı
- iOS ve Android Bluetooth bağlantı

Nida M Serisi

MicP & Gn



anaton Nida M Serisi,

hızla çeşitlenen yapısıyla dikkat çekiyor.

Süreç içerisinde teknolojik yenilikler ekleyerek
ürün yelpazemizi sürekli genişletiyoruz.

Dip kanal işitme cihazlarından en güçlü işitme cihazlarına kadar
uzanan tasarımlarımızda, en gelişmiş işitme teknolojilerimizi
eksiksiz bir şekilde sunuyoruz.

Sizi çok iyi anlıyoruz

İşitme sorunu yaşayan bireylerin beklentilerinin yaşam koşullarına göre değişerek daha talepkar olduklarını biliyoruz

İşitme sorunlunun artık sadece sesi işitmekle yetinmediğini çünkü güncel ihtiyaçlarının çok değişken olduğunu da biliyoruz.

Empati yapıyoruz

Daha fazla hayatın içinde kalarak tüm seslere hakim olabilen kişiselleştirilmiş yenilikçi ürün istediğinizi de biliyoruz.

İşitilen her kelimeyi rahat anlayarak ve işittiğiniz her sesi bilerek ortama göre ihtiyacı gideren yenilikçi ürün istediğinizi empati yaparak daha iyi anlıyor ve ona göre teknolojimizi tasarlıyoruz.




Hayatı deęiřtiren iřitme sistemlerini üretiyoruz

Anaton Nida M sistemi daha hızlı çalışan bir iřletim sistemiyle çalışmaktadır. Bu sayede daha net ses sunabilir, kişisel bir ürün haline dönüşebilir ve kullanıcının beklentilerini karşılayarak hayatlarını deęiřtirebilir.

Anaton Nida M, size hayattan tek bir kelime dahi kaçırmadan yaşamın deęiřen süreçleri içinde yeni bir yaşamın kapısını açıyor.

Hiçbir zaman olmadığı kadar yeni bir başlangıç

İşitme kaybı artıkça yaşamdan uzaklaşma artar, bununla beraber zorluklar yaşamın her alanını kapsar. Ver her gün daha fazla hissedilir.



Nida'ı tercih etmeniz için temel üç neden

1. Yenilikçi Nida M teknolojisiyle hayatınızı tekrar seslendirerek ve düzenleyerek yeniden bir başlangıç yapabilirsiniz
2. Anaton Nida M işitme sistemiyle seslere 360 derece hakim olabilir, ortamları tanıyabilir ve hayata daha rahat katılabilirsiniz.
3. Nida M Bluetooth teknolojiye sahip olduğundan yüksek seviyede streaming yaparak farklı ses kaynaklarına bağlanarak sesi maksimum hız ve nitelikte aktarabilirsiniz.

Yenilikçi Nida M teknolojisinin üstün yeteneklerinden bazıları

Ses kalitesi

Yaşam dinamik olduğundan ihtiyaçlar değişkendir. Zorlu dinleme ortamlarında bile hayatta hiç olmadığı kadar var olan sesleri net işiterek doğanın bir parçası olun. Çevrenin seslerini daha rahat tanıyın ve çevre seslerine göre kendinize pozisyon alın.

Konuşmalara daha rahat erişim


Karmaşık ortamlar anlaşılmayı zorlaştırmasına rağmen konuşmalara erişiminiz devam eder. Çünkü Nida teknolojisi insan sesine odaklayarak erişiminizi devam ettirir.

Olağanüstü müzik zevki

Canlı veya bir ses kaynağından müziği üstün ses kalitesiyle dinlemeniz için cihazınızı size özel müzik programı ile donattık

Kablosuz bağlantı

Telefon görüşmesi, müzik dinlemek veya telefonunuzu kontrol etmek için Cleverear uygulamasını indirerek ve farklı bağlantıları kullanarak cihazınızın konforunu artırın.




T-FIS Terapi ile ınlamanızı sakinleřtirin

Tüm Nida serilerinde bulunan
'Tinnitus Frekans İzolasyon Sistemi'
ile kulak ınlamanızı
sakinleřtirebilirsiniz.


Klinik ispatlı olan T-FIS terapi
programıyla sesi ses ile terapi
ederek kulakta var olan ınlamanızı
sakinleřtirerek huzura
kavuşabilirsiniz.

Yüzbinlerce insanın kulak ınlamasını
sakinleřtirdiğı bu programı siz de
kullanarak yaşamınızı daha
sakinleřtirebilirsiniz. Ses kaynağı
olarak; Beyaz gürültü veya okyanus
sesi kullanılmaktadır.



ConnectLine

ConnectLine ile siz daha özgürsünüz. Çünkü **ConnectLine** ile işitme cihazlarına bağlantı kurarak daha uzun mesafede olan ses kaynaklarına rahat bağlantı kurmanızı sağlar. Örneğin, Seminerlerde rahat anlayabilir, TV seyredebilir veya bireysel eğitimlerde kullanabilirsiniz.



Gürültüleri daha da sakinleştirerek dış ortamda olan sesleri rahat işitebilir ve konuşmaları rahat anlayabilirsiniz.


ConnectLine



Yaşam tarzına göre aksesuarlar

Kablosuz yaşam artık her birey için bir yaşam tarzı oldu. Kablosuz sistemin girmediği bir alan nerdeyse kalmadı. Yaşamı daha da kolaylaştırmak için **ConnectLine** aşağıdaki faydaları sunar:

- Ses kaynaklarına daha fazla erişim sağlarsınız
- Dinleme ortamlarında daha fazla bağlantı olanaklarını elde edersiniz
- Daha fazla müzik akışını elde edersiniz.
- Nida işitme sistemleriyle beraber çözüm üretir



Konuşma sinyalleri

Nida M cihazınız çoklu program sistemine sahiptir.

Her program farklı bir ortamda ses kalitesine yükseltmek ve ihtiyacınızı tam karşılamak için tasarlanmıştır.

Akıllı ses düğmesi/ buton

Tüm kanallarda ses seviyesini artmasını veya azalmasını sağlar . Otomatik programda çalıştığında ses seviyesini otomatik düzenler. Eğer manuel programda cihazınızın çalışmasını tercih ederseniz

Butona basarak sesi yükseltir veya azaltırsınız. Cihazı kulağınızdan çıkarıp tekrar taktığınızda önceden bırakılan seviyeden başlar. Tekrar sesi ayarlanınız gerektirmez.

Feedback idaresi

Olası geri dönüşümlü sesleri öngören bir yönetim sistemidir. Olası geri dönen sesleri baskılayarak rahatsız edici seslerin oluşmasını engeller.

Gürültü dinleme idaresi

Sabit veya değişken gürültüleri kanal bazlı indirerek konuşmaları daha anlaşılır seviyeye yükseltir.



Ahenkli Binaural çalışma

Her iki kulağınızın sesi eş zamanlı duyabilmesi için hazırlanan Binaural sistem, ultra yüksek çözünürlükte ses iletimi sağlar. Ses konforunu koruyup konuşma duyarlılığını artırır.

Gelişmiş yönlülük

Ses yönü tayin edildikten sonra odaklanma yönelimi ona doğru çalışır. Ses kaynağının takibi, konuşmanın sürekliliğini güvence altına alır.

Optimum ses

Çalışma sistemi çevrede var olan ses seviyesini ve çeşidini analiz ettikten sonra anında kendini uyarlayarak optimum işitilebilirliği sağlar. Tüm kanallarda değişken gürültülere karşı etkili çalışmaya başlar.

Life Analizör

En gelişmiş çevresel algılama sistemi çoklu akustik ortamlarda hangi parametrenin çalışacağına komut gönderir. Değişimi kontrol eden life analizör ortamın akustik yapısına göre eş zamanlı olarak tekli veya çoklu parametreleri aktif eder.

Speech balans

Yüksek ve düşük frekans seslerini dengeleyerek konuşmaların ahenk içinde gelmesini ve seslerin daha konforlu gelmesini sağlar.

Her ortamı güzelleştirmek için geniş ürün çeşidi tasarladık

Seslerin tüm incelikleri duymak istiyorum, hayatın içine korkusuzca dalarak, hayatın her anını yaşamak istiyorum diyen bireyler için özel geliştirilen Nida M Serisi, farklı teknoloji seviyelerine göre ürünleri sunuyor.



MicP

Gn

S-G

OPR-MR



312 pil

13 pil

Şarjlı pil

Şarjlı pil

MicP

Orta-İleri Dereceli İşitme Kayıpları

Gn

İleri Dereceli İşitme Kayıpları

S-G

Daha İleri Dereceli İşitme Kayıpları

OPR-MR

Opsiyonel «S-M-P» Düşük-Orta-İleri Dereceli İşitme Kayıpları

İşinizi kolaylaştırıyoruz

Nida teknolojisi ile bluetooth üzerinden ses kaynaklarına bağlanın.

Orta dereceden ileri dereceli işitme kayıplarına kadar, mükemmel uyarılama olanağı sunar.

Cleverear App ile iOS ve Andriod'a uyumlu çalışan cihazınızı ek aparata ihtiyaç duymadan farklı uygulamalarla kontrol edin.



Bluetooth markası ve logosu Bluetooth SIG' Inc nin tescilli markalardır. Bu markaların ear-Technic tarafından kullanılması lisans kapsamındadır. Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. iOS, Cisco, Inc.'in ticari markasıdır. Android ve Google Play, Google Inc.'in ticari markasıdır.

Renk Seçenekleri

Nida M MicP



Bej
Koyu Siyah

Standart Renkler

Nida M Gn Pediatrik



Mavi
Pembe
Transparan Mavi
Transparan Pembe

Pediatrik Renkler

Nida M Gn

Nida M S-G

Nida M OPR-MR




Şampanya
Buz
Koyu Siyah
Çikolata Kahve



Boyalı Renkler

Bej
Gri
Koyu Siyah
Çikolata Kahve
Mavi
Pembe



Standart Renkler

Pediatrics


Anaton Nida M Serisi'nde farklı kategorilerde pediatri için farklı seçenekler sunmaktadır.

Çocukları hayata hazırlayan ve dil gelişimini düzenleyen Nida M Serisi ile bebek ve çocuklar hayat daha hızlı adapte olabilir.

Pediatri Cihazları Özeldir:

- Kullanımı kolay
- Dayanıklı ve ergonomik kabin
- Emniyetli pil kilidi
- Pil bitiş sinyali
- Uzun ömürlü

Nida M Gn



Led Gösterge



Nida M S-G



Takip edilebilen Led gösterge:

Nida M Şarjlı S-G modelinde bulunan kırmızı yanıp sönen LED ışığı, çocuğunuzun işitme cihazının aktif durumda olduğunu kolayca kontrol etmenizi sağlar. Şarj edilebilir pil özelliği sayesinde, çocuklar için güvenli bir kullanım sunar.

Teknik Özellikler

Nida M OPR-MR



Nida M OPR-MR	60 Serisi	70 Serisi	80 Serisi	90 Serisi
Kompresyon aplikasyon parametresi	30	40	60	80
Program Sayısı	4	4	6	8
Kanal Sayısı	16	24	36	49
MPO-Kanal	6	8	12	16
Mikrofon	2	2	2	2
Multifonksiyonel Buton	VC / Prog / Cihaz on-off	VC / Prog / Cihaz on-off	VC / Prog / Cihaz on-off	VC / Prog / Cihaz on-off
Ebatlar (LxWxD) mm	25,21 x 18,59 x 6,73	25,21 x 18,59 x 6,73	25,21 x 18,59 x 6,73	25,21 x 18,59 x 6,73
T-FIS (Tinnitus-Frekans İzolasyon Sistemi)	x	Statik	Statik ve Dinamik	Statik ve Dinamik
Otomatik ortam tanıma	x	✓	✓	✓
Streaming	x	✓	✓	✓
Kablosuz bağlantı	✓	✓	✓	✓
Pil Tipi	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion

Teknik Özellikler

Nida M S-G



Nida M S-G	60 Serisi		70 Serisi		80 Serisi		90 Serisi	
	Ear Simülâtör	2ccmKupler	Ear Simülâtör	2ccmKupler	EarSimülâtör	2ccmKupler	Ear Simülâtör	2ccm Kupler
Max. Çıkış (dB SPL)	145	140	145	140	145	140	145	140
Max. Kazanç (dB)	88	80	88	80	88	80	88	80
Frekans Alanı	100/5600	100/5500	100/5600	100/5500	100/5600	100/5500	100/5600	100/5500
Program Sayısı	4		4		6		8	
Kanal Sayısı	16		24		36		49	
MPO-Kanal	6		8		12		16	
Mikrofon	2		2		2		2	
Dokunmatik Buton	VC / Prog / Cihaz on-off		VC / Prog / Cihaz on-off		VC / Prog / Cihaz on-off		VC / Prog / Cihaz on-off	
Ebatlar (LxWxD) mm	37,35x19,83x8,53		37,35x19,83x8,53		37,35x19,83x8,53		37,35x19,83x8,53	
T-FIS (Tinnitus-Frekans İzolasyon Sistemi)	x		Statik		Statik ve Dinamik		Statik ve Dinamik	
Otomatik ortam tanıma	x		✓		✓		✓	
Streaming	x		✓		✓		✓	
Kablosuz bağlantı	✓		✓		✓		✓	
Pil Tipi	Lithium-lon		Lithium-lon		Lithium-lon		Lithium-lon	

Nida M OPR-MR



Temel Özellikler

Nida M S-G



Nida M 60 Serisi

- ✓ 30 Kompresyon Aplikasyon Parametresi
 - ✓ 16 Frekans Kanalı
 - ✓ 24 kHz Örnekleme Frekansı
 - ✓ 6 MPO Çıkış Limitleme
 - ✓ 16 EQ Bant
 - ✓ 12 kHz'e kadar Fitting Bant Genişliği*
 - ✓ 4 Program
 - ✓ 6 WDRC Bağımsız Kanalı
 - ✓ Gürültü Düşürücü
 - ✓ Süper Feedback Önleyici
 - ✓ Ton veya Konuşma Mesajı
 - ✓ Düşük Pil Uyarısı
 - ✓ Otomatik Ses Ayarı
 - ✓ Program ve Hafıza Kayıt
 - ✓ Veri Kaydı
 - ✓ Başlama Gecikmesi
 - ✓ Fitting Uyarılama Formülleri (NAL-NL2, DSL Yetişkin/Çocuk)
 - ✓ Frekans Kanalı ve WDRC Kanalı Bağımsız Uyarılama
 - ✓ Mobil Parametre Ayarı (Cleverear)
 - ✓ Kulaktan Kulağa Bağlantı
 - ✓ Bluetooth® Kontrol
 - ✓ Şarj Edilebilir Pil
 - ✓ Çift Mikrofon
 - ✓ FM Sistem Uyumlu (Opsiyonel)
- * Bant Genişliğine Fitting sırasında kazanç ayarlamalarında erişilebilir.

Teknik Özellikler

Nida M MicP



Nida M MicP	60 Serisi		70 Serisi		80 Serisi		90 Serisi	
	Ear Simölätör	2ccm Kupler	Ear Simölätör	2ccm Kupler	EarSimölätör	2ccm Kupler	Ear Simölätör	2ccm Kupler
Max. Çıkış (dB SPL)	125	117	125	117	125	117	125	117
Max. Kazanç (dB)	63	55	63	55	63	55	63	55
Frekans Alanı	100/6600	100/6100	100/6600	100/6100	100/6600	100/6100	100/6600	100/6100
Program Sayısı	4		4		6		8	
Kanal Sayısı	16		24		36		49	
MPO-Kanal	6		8		12		16	
Mikrofon	1		1		1		1	
Multifonksiyonel Buton	Program + Ses		Program + Ses		Program + Ses		Program + Ses	
Ebatlar (LxWxD) mm	-		-		-		-	
T-FIS (Tinnitus-Frekans İzolasyon Sistemi)	x		Statik		Statik ve Dinamik		Statik ve Dinamik	
Otomatik ortam tanıma	x		✓		✓		✓	
Streaming	x		✓		✓		✓	
Kablosuz bağlantı	✓		✓		✓		✓	
Pil Tipi	312 pil		312 pil		312 pil		312 pil	

Teknik Özellikler

Nida M Gn



Nida M Gn	60 Serisi		70 Serisi		80 Serisi		90 Serisi	
	Ear Simülâtör	2ccmKupler	Ear Simülâtör	2ccmKupler	EarSimülâtör	2ccmKupler	Ear Simülâtör	2ccm Kupler
Max. Çıkış (dB SPL)	140	133	140	133	140	133	140	133
Max. Kazanç (dB)	80	73	80	73	80	73	80	73
Frekans Alanı	100/7100	100/6900	100/7100	100/6900	100/7100	100/6900	100/7100	100/6900
Program Sayısı	4		4		6		8	
Kanal Sayısı	16		24		36		49	
MPO-Kanal	6		8		12		16	
Mikrofon	2		2		2		2	
Telekoil	+		+		+		+	
Digital Push Button	Program + Ses		Program + Ses		Program + Ses		Program + Ses	
Ebatlar (LxWxD) mm	36,30x13,09x9,70		36,30x13,09x9,70		36,30x13,09x9,70		36,30x13,09x9,70	
T-FIS (Tinnitus-Frekans İzolasyon Sistemi)	x		Statik		Statik ve Dinamik		Statik ve Dinamik	
Otomatik ortam tanıma	x		✓		✓		✓	
Streaming	x		✓		✓		✓	
Kablosuz bağlantı	✓		✓		✓		✓	
Pil Tipi	13 pil		13 pil		13 pil		13 pil	



Nida M MicP

Temel Özellikler



Nida M Gn

Nida M 60 MicP & Gn	Nida M 70 MicP & Gn	Nida M 80 MicP & Gn	Nida M 90 MicP & Gn
30 Kompresyon Aplikasyon Parametresi	40 Kompresyon Aplikasyon Parametresi	60 Kompresyon Aplikasyon Parametresi	80 Kompresyon Aplikasyon Parametresi
16 Frekans Kanalı	24 Frekans Kanalı	36 Frekans Kanalı	49 Frekans Kanalı
24 kHz Örnekleme Frekansı	24 kHz Örnekleme Frekansı	24 kHz Örnekleme Frekansı	24 kHz Örnekleme Frekansı
6 MPO Çıkış Limitleme	8 MPO Çıkış Limitleme	12 MPO Çıkış Limitleme	16 MPO Çıkış Limitleme
16 EQ Bant	24 EQ Bant	36 EQ Bant	49 EQ Bant
12 kHz'e kadar Fitting Bant Genişliği	12 kHz'e kadar Fitting Bant Genişliği	12 kHz'e kadar Fitting Bant Genişliği	12 kHz'e kadar Fitting Bant Genişliği
4 Program	4 Program	6 Program	8 Program
6 WDRC Bağımsız Kanalı	8 WDRC Bağımsız Kanalı	12 WDRC Bağımsız Kanalı	16 WDRC Bağımsız Kanalı
	(T-FIS) Frekans İzolasyon Sistemi (Beyaz Gürültü)	(T-FIS) Frekans İz. Sistemi (Beyaz Gürültü ve Okyanus)	(T-FIS) Frekans İz. Sistemi (Beyaz Gürültü ve Okyanus)
Gürültü Düşürücü	Gürültü Düşürücü	Gürültü Düşürücü	Gürültü Düşürücü
Süper Feedback Önleyici	Süper Feedback Önleyici	Süper Feedback Önleyici	Süper Feedback Önleyici
	Otomatik Ortam Tanıma	Otomatik Ortam Tanıma	Otomatik Ortam Tanıma
Ton veya Konuşma Mesajı	Ton veya Konuşma Mesajı	Ton veya Konuşma Mesajı	Ton veya Konuşma Mesajı
Düşük Pil Uyarısı	Düşük Pil Uyarısı	Düşük Pil Uyarısı	Düşük Pil Uyarısı
Otomatik Ses Ayarı	Otomatik Ses Ayarı	Otomatik Ses Ayarı	Otomatik Ses Ayarı
Program ve Hafıza Kayıt	Program ve Hafıza Kayıt	Program ve Hafıza Kayıt	Program ve Hafıza Kayıt
Veri Kaydı	Veri Kaydı	Veri Kaydı	Veri Kaydı
Başlama Gecikmesi	Başlama Gecikmesi	Başlama Gecikmesi	Başlama Gecikmesi
Fitting Uyarılama Formülleri (NAL-NL2, DSL Yetişkin/Çocuk)	Fitting Uyarılama Formülleri (NAL-NL2, DSL Yetişkin/Çocuk)	Fitting Uyar. Formülleri (NAL-NL2, DSL Yetişkin/Çocuk)	Fitting Uyar. Formülleri (NAL-NL2, DSL Yetişkin/Çocuk)
Frekans Kanalı ve WDRC Kanalı Bağımsız Uyarılama	Frekans Kanalı ve WDRC Kanalı Bağımsız Uyarılama	Frekans Kanalı ve WDRC Kanalı Bağımsız Uyarılama	Frekans Kanalı ve WDRC Kanalı Bağımsız Uyarılama
Mobil Parametre Ayarı (Cleverear)	Mobil Parametre Ayarı (Cleverear)	Mobil Parametre Ayarı (Cleverear)	Mobil Parametre Ayarı (Cleverear)
Uçak Modu	Uçak Modu	Uçak Modu	Uçak Modu
	Binaural Otomatik Ortam Tanıma	Binaural Otomatik Ortam Tanıma	Binaural Otomatik Ortam Tanıma
	ConnectLine ile Bağlantı	ConnectLine ile Bağlantı	ConnectLine ile Bağlantı
Kulaktan Kulağa Bağlantı	Kulaktan Kulağa Bağlantı	Kulaktan Kulağa Bağlantı	Kulaktan Kulağa Bağlantı
	Made For iPhone® (Telefon görüşmesi, Streaming)	Made For iPhone® (Telefon görüşmesi, Streaming)	Made For iPhone® (Telefon görüşmesi, Streaming)
	ASHA For Android™ (Telefon görüşmesi, Streaming)	ASHA For Android™ (Telefon görüşmesi, Streaming)	ASHA For Android™ (Telefon görüşmesi, Streaming)
Bluetooth® Kontrol	Bluetooth® Kontrol	Bluetooth® Kontrol	Bluetooth® Kontrol

Not: * Bant Genişliğine Fitting sırasında kazanç ayarlamalarında erişilebilir.

Programlama

Nida M Serisi modelleri **SmartFit2** programına dahil edilmiştir.

Uygulayıcılara anlaşılabilir bir arayüzle birlikte daha zengin seçenekler sunmaktadır.

Bluetooth özelliğine sahip işitme cihazlarınız HiPro ile programlayabildiğiniz gibi aynı zamanda FitLine ile kablosuz olarak da programlayabilirsiniz.

Programlama Sistemi

Model : **Gn**

Kablo : CS44 Program Kablo (4 Pin System)

Pil : Pilsiz programlama

Progr. Cihazı : Hi-Pro / Hi-Pro2 ile USB / FitLine ile Kablosuz

Yazılım : SmartFit2



CS44 Program Kablo



Model: **MicP**

Kablo : ITE Kablo 312 Batt./Sağ & Sol

Pil : Pilsiz programlama

Progr. Cihazı : Hi-Pro / Hi-Pro2 ile USB / FitLine ile Kablosuz

Yazılım : SmartFit2




ITE Program Kablo



Model : **S-G / OPR-MR**

Progr. Cihazı : FitLine ile Kablosuz

Yazılım : SmartFit2



Sipariş Kodları

Stok Kodu	Nida M S-G Model Açıklaması
E04-06958	Nida M 60 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı
E04-06967	Nida M 60 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-06968	Nida M 60 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-06969	Nida M 60 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Çik. Kahve
E04-06970	Nida M 60 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Mavi
E04-06971	Nida M 60 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Pembe
E04-06966	Nida M 60 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah
E04-06990	Nida M 60 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Boyalı Siyah
E04-06959	Nida M 70 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı
E04-06973	Nida M 70 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-06974	Nida M 70 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-06975	Nida M 70 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Çik. Kahve
E04-06976	Nida M 70 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Mavi
E04-06977	Nida M 70 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Pembe
E04-06972	Nida M 70 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah
E04-06991	Nida M 70 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Boyalı Siyah
E04-06960	Nida M 80 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı
E04-06979	Nida M 80 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-06980	Nida M 80 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-06981	Nida M 80 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Çik. Kahve
E04-06982	Nida M 80 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Mavi
E04-06983	Nida M 80 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Pembe
E04-06978	Nida M 80 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah
E04-06992	Nida M 80 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Boyalı Siyah
E04-06961	Nida M 90 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı
E04-06985	Nida M 90 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-06986	Nida M 90 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-06987	Nida M 90 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Çik. Kahve
E04-06988	Nida M 90 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Mavi
E04-06989	Nida M 90 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Pembe
E04-06984	Nida M 90 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah
E04-06993	Nida M 90 S-G Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Boyalı Siyah

Stok Kodu	Nida M Gn Model Açıklaması
E04-05412	Nida M 60 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı
E04-05414	Nida M 60 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-05413	Nida M 60 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-05427	Nida M 70 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı
E04-05429	Nida M 70 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-05428	Nida M 70 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-05442	Nida M 80 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı
E04-05444	Nida M 80 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-05443	Nida M 80 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-05457	Nida M 90 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı
E04-05459	Nida M 90 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-05458	Nida M 90 Gn Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya

Stok Kodu	Nida M OPR-MR Model Açıklaması
E04-07023	Nida M 60 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Ten
E04-07226	Nida M 60 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-07227	Nida M 60 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-07228	Nida M 60 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Çik. Kahve
E04-07229	Nida M 60 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah
E04-07027	Nida M 70 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Ten
E04-07230	Nida M 70 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-07231	Nida M 70 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-07232	Nida M 70 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Çik. Kahve
E04-07233	Nida M 70 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah
E04-07031	Nida M 80 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Ten
E04-07234	Nida M 80 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Buz
E04-07235	Nida M 80 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Şampanya
E04-07236	Nida M 80 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Çik. Kahve
E04-07237	Nida M 80 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah
E04-07035	Nida M 90 OPR-MR Kulak Arkası Prog. Dijital İşitme Cihazı-Ten

Stok Kodu	Nida M MicP Model Açıklaması
E04-05685	Nida M 60 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-R
E04-05716	Nida M 60 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-L
E04-05734	Nida M 60 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah-R
E04-05740	Nida M 60 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah-L
E04-05736	Nida M 70 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-R
E04-05741	Nida M 70 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-L
E04-05742	Nida M 70 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah-R
E04-05753	Nida M 70 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah-L
E04-05745	Nida M 80 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-R
E04-05754	Nida M 80 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-L
E04-05755	Nida M 80 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah-R
E04-05756	Nida M 80 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah-L
E04-05757	Nida M 90 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-R
E04-05758	Nida M 90 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-L
E04-05759	Nida M 90 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah-R
E04-05760	Nida M 90 MicP Kulak İçi Prog. Dijital İşitme Cihazı-Siyah-L



Nida M Serisi



Nida M Serisi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için işitme merkezinizle iletişime geçebilirsiniz veya aşağıdaki kanallardan sizler için hazırladığımız detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz!



www.anatonhearing.com



[/anatonisitmecihazlari](https://www.facebook.com/anatonisitmecihazlari)



[/anatonisitmecihazlari](https://www.instagram.com/anatonisitmecihazlari)